

- PRISE DE MESURES ET EXPLICATIONS

N'OUBLIEZ SURTOUT PAS DE NOUS LAISSER VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE. Merci.

COU = A / B

Ne mesurez qu'un côté du chien car la prise totale du tour du cou en entourant le chien avec le mètre risque de déformer la lecture de votre mesure.


Le matériau de rembourrage est placé, pour le confort du chien, au niveau de ses épaules et pour répartir la force de traction.

La taille du harnais, au niveau du tour de cou, doit être mesurée très correctement. CETTE MESURE EST ESSENTIELLE.

1 / Vérifiez que le mètre ruban soit dans le bon sens.


2 / Placez le "0" du mètre, sur la pointe du sternum, vous pouvez la sentir avec les doigts, c'est la pointe entre les pattes avant au milieu du poitrail, et mesurez jusqu'au garrot, au sommet du cou.

Tendez votre mètre. **MESUREZ LE CHIEN, PAS SA FOURRURE !!!**



TOUR DE VENTRE

Bien qu'il y ait une possibilité de réglage du tour de ventre, nous vous recommandons, comme vous avez le mètre en main, de mesurer le tour de ventre de votre chien à l'endroit le plus large.



POUR CONTRÔLE

Indiquez dans la zone informations complémentaires, lors du choix du mode de réglage, les mesures A>B, le tour de ventre, le nom, le sexe, le poids et l'âge de votre chien, pour compléter sa fiche, merci.

ENTRETIEN

Vous pouvez laver vos harnais en machine, position 30° ou en eau froide et les faire sécher en les pendant par l'anneau de queue.

N'utilisez pas de produit de lavage car le savon rend l'eau "mouillante" et supprime les produits de protection de la sangle.

Quand ils ne servent pas, il est préférable de stocker vos harnais à l'abri de l'humidité et à température ambiante.